



◆ CFiS-E01 細胞情報

クローン名	CFiS-E01	細胞種	ヒト iPS 細胞
由来細胞	ヒト末梢血	人種	日本人
継代数	5	性別	男性
ラベル名	CiRA_F_01	容量	0.2 mL
製造年月日	2022年6月6日	グレード	研究用
培養方法	StemFit AK03N, iMatrix-511MG を使用した Feeder-free 法		
初期化方法	プラスミド法 (pCE-hSK, pCE-hUL, pCE-hOCT3/4, pCE-mp53DD, pCXB-EBNA1)		


For Research Use Only

試験結果

試験項目	試験方法	結果
無菌試験	パクテアラート法	陰性
マイコプラズマ否定試験	PCR 法	陰性
形態	顕微鏡観察	ヒト ES 細胞様
染色体検査	G バンド分析	46,XY[20]
生細胞数 (解凍後)	セルカウンター ^(※1) にて計測	1.91 × 10 ⁵ cells (生細胞率 88.9%)
増殖細胞数 (解凍後)		7.22 × 10 ⁵ cells (播種数 : 0.65 × 10 ⁵ cells)
プラスミド残存試験	qPCR 法	検出されない
未分化マーカー発現	フローサイトメトリー	TRA-1-60(+); 99.0% SSEA4(+); 99.5% TRA-2-49(+); 98.7% OCT3/4(+); 99.8%
心筋分化能評価	フローサイトメトリー 「Funakoshi et al., 2016, Sci Rep.」 を参考	TnT 陽性率=69.0%
三胚葉分化	フローサイトメトリー	(1回目;P8) Ectoderm; 85.1% Mesoderm; 92.0% Endoderm; 25.0% (2回目;P7) Ectoderm; 98.2% Mesoderm; 97.3% Endoderm; 78.0%
Origin cells	qPCR	Non-T cells

(※1) Cell Counter model R1 使用

■細胞形態



ご不明な点はお問い合わせ下さい
(ips-request@cira-foundation.or.jp)



当 HP 記載の内容について、無断転載はお控えください